

Presiones recomendadas: Serie PROSPERA

Úlceras por presión Úlceras neuropáticas/diabéticas Úlceras por insuficiencia venosa	CPT, VPT: de -80 mmHg a -125 mmHg CPT, VPT: de -80 mmHg a -125 mmHg CPT, VPT: de -80 mmHg a -125 mmHg
Úlceras traumáticas Úlceras posoperatorias o dehiscencias de heridas quirúrgicas	CPT: de -80 mmHg a -125 mmHg, después VPT CPT: de -80 mmHg a -125 mmHg, después VPT
Fístulas exploradas Colgajos e injertos cutáneos Espesor completo y espesor parcial Quemaduras de espesor parcial	CPT o VPT: de -50 mmHg a -80 mmHg CPT o VPT: de -50 mmHg a -80 mmHg CPT o VPT: de -50 mmHg a -80 mmHg CPT o VPT: de -50 mmHg a -80 mmHg

Recomendaciones estándares para TPN

Cambio de apósito 2/3 veces por semana

Cambio de recipiente una vez por semana o PRN

Recomendaciones estándares para VPT

Alta: -80 mmHg / Baja: -40 mmHg

5 minutos a presión alta

2 minutos a presión baja

